

Professionele wratbehandeling bij uw specialist in voetzorg

Om succesvol wratten te behandelen moet er in de meeste gevallen eerst eelt worden verwijderd. Omdat eelt verwijderen vooral wordt gedaan door specialistische voetverzorgers, is men met (voet)wratten daar op het juiste adres. Zij zijn speciaal getraind en gecertificeerd om met de CryoPen te werken. Ook hebben zij kennis van de verschillende soorten wratten en kunnen u uitstekend adviseren en behandelen.



'Wratbehandeling tot op de millimeter nauwkeurig'



Wilt u meer weten over snel en effectief wratten verwijderen met de CryoPen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met:

A business card for 'Voetje voor Voetje'. It features a line drawing of a foot with several warts. The card includes the following information:

- Voetje voor Voetje
- Medisch-Pedicure
- Schijndel en omgeving
- Phone: 06-12523706
- Email: voetjevoorvoetje2010@hotmail.com
- Website: www.medisch-pedicurevoetjevoorvoetje.nl

The card is decorated with orange and red squares.

Nu snel en effectief wratten verwijderen met de CryoPen



De nieuwste technologie om wratten te behandelen

Nu snel en effectief (voet)wratten verwijderen

Wratten, wat doen we ermee?!

Vrijwel iedereen weet wat wratten zijn. Deze ruw aanvoelende knobbeltjes komen vooral voor op de handen en onder de voetzool, maar ook elders op het lichaam bij zowel kinderen als volwassenen. Ondanks dat het veelal om onschuldige verschijnselen gaat, kunnen ze zeer hinderlijk en ontsierend zijn. Bij de reguliere behandeling (met vloeibare stikstof) wordt de omliggende gezonde huid vaak beschadigd. Dat maakt de behandeling pijnlijk en veroorzaakt blaren en wonden. Bij de vele zelfmedicatieproducten die er te koop zijn is de werking vaak onvoldoende of zijn de behandelingen langdurig.

Nieuwe technologie

De nieuwste technologie om wratten effectief te behandelen is door middel van Penetrating Jet Freezing met de CryoPen. Met de komst van deze pen kunnen wratten nu snel en succesvol worden verwijderd tot op de millimeter nauwkeurig.



'Cryopen met vriesstraal'

Cryotherapie

Het gecontroleerd vernietigen van ongewenst weefsel door nauwkeurige toepassing van bevroering wordt in de medische wereld Cryotherapie genoemd. Het is een algemeen erkende methode van behandelen. Door bevroering vindt weefselbeschadiging plaats, het bevroren huiddeel sterft af en wordt vervangen door nieuwe gezonde huid.

CryoPen

Het bevroeren met de CryoPen heet Penetrating Jet Freezing. Onder hoge druk (55 bar) komt een straal vloeibaar N₂O-gas van -89°C vrij via een microfijne applicator. Met deze technologie kan men tot op de millimeter nauwkeurig werken en diep in het wrattenweefsel doordringen, zonder de gezonde omliggende huid te beschadigen. Daarom zijn behandelingen met de CryoPen nagenoeg pijnloos (belangrijk bij kinderen!), waardoor langer en dieper effectief behandeld kan worden. De penetratie van de vrieskracht met de CryoPen is ca. 1 millimeter per 5 seconden, een behandeling neemt dus slechts 15 tot 30 seconden in beslag.

Geen nazorg

Er is geen nazorg nodig want er ontstaan geen blaren of wonden. Meestal volstaan 2 tot 3 behandelingen om een succesvol resultaat te bereiken.



'Voetwrat vóór behandeling'



'4 Weken na behandeling met de CryoPen'



CryoPen

Tot op de millimeter nauwkeurig